

# BALCANO

## Ringgröße Messung

1. Drucken Sie diese Seite aus.
2. Überprüfen Sie die Länge von 100 mm, ob diese gemäß den gegebenen Anweisungen genau ist.
3. Wenn die Größe stimmt, schneiden Sie das Maßband und seinen kleinen Schnitt neben dem Logo aus wie in der Abbildung unten gezeigt.
4. Fädeln Sie das Band durch den kleinen Schnitt, um eine Schlaufe zu bilden, und führen Sie dann Ihren Finger ein.
5. Ziehen Sie das Band fest (nicht zu fest) und lesen Sie dann die Größe ab. Dies ist die richtige Ringgröße für den gemessenen Finger. Die Skala ist mit 2 mm Schritten markiert. Zum Beispiel: 52 mm, 54 mm usw.

